

Suturas Cytoplast™ PTFE

La sutura
monofilamento *suave*



PTFE grado médico 100%

Biológicamente inerte

Monofilamento

Sin adhesión bacteriana

Suave (no rígida)


Confortable para el paciente

Poco o ningún efecto memoria

Excelente manipulación y anudado


No reabsorbible

Mantiene el sitio quirúrgico totalmente cerrado




Código	Aguja		Descripción	Hilo			Equivalencia suturas Gore-Tex
	Punta, tamaño y forma			Medida USP declarada	Medida USP percibida	Longitud	
CS0418			19 mm, 3/8, aguja de corte reversible	2-0	3-0	45 cm	P4K13A
CS051819			19 mm, 3/8, aguja de corte reversible	3-0	4-0	45 cm	P5K23A
CS0518			16 mm, 3/8, aguja de corte reversible	3-0	4-0	45 cm	P5K17A
CS0618RC			16 mm, 3/8, aguja de corte reversible	4-0	5-0	45 cm	P6K25A
CS0618PERIO			13 mm, 1/2, aguja de punta cónica	4-0	5-0	45 cm	P6K13A
CS0618PREM			13 mm, 3/8, aguja de corte reversible <i>Premium</i>	4-0	5-0	45 cm	P4K13A


Nuevas agujas de acero inoxidable Serie 300, el material de referencia mundial para agujas de sutura.



Longitud superficie de corte




Resistencia a la flexión



Tests comparativos de las nuevas agujas Serie 300 frente a las agujas anteriores muestran un aumento substancial en cuanto a:

- Mayor fuerza de la aguja
- Mayor longitud de la superficie de corte en la punta de la aguja
- Mayor longitud de la superficie de corte a lo largo de la aguja

Fuerza de penetración



Pase individual

El complemento ideal de:

Sustituto óseo

CYTOPLAST

ZCORE



Membranas

REABSORBIBLES

REABSORCIÓN MEDIA:

CYTOPLAST
RTM Collagen



NO REABSORBIBLES

CON REFUERZO DE TITANIO:

CYTOPLAST
Titanio



SIN REFUERZO DE TITANIO:

CYTOPLAST
TXT



Balmes 190, 4º
08006 Barcelona
T +34 932 380 735
www.salugraftdental.com
salugraft@salugraftdental.com

