


Suturas para cirugía
Dental y Maxilofacial

Calidad Atramat®

Calidad en todo lo que hacemos es la máxima prioridad en Atramat, es por eso que:

- En Atramat® inspeccionamos el 100% de nuestros productos dentro de la línea de fabricación.
- Nuestros productos cumplen con las Normas de la Farmacopea de Estados Unidos y las Normas de Calidad aplicables a Dispositivos Médicos.
- Realizamos investigación y estudio constante sobre cómo mejorar nuestros productos.



Mantenemos un estricto cumplimiento de las Normas de Calidad en nuestras líneas de producción así como en cada etapa del proceso.

Nuestras plantas de fabricación cuentan con las siguientes certificaciones:

ISO 13485:2003

ISO 9001:2008

GMP's Certificates (COFEPRIS y ANVISA)

ISO 13485:2003 emitido por CMDCAS

SABS (RSA)

Marca CE

US FDA 510 K



Cirugía **Dental y Maxilofacial**

Nuestras Agujas

AGUJAS PREMIUM

Atramat® ha desarrollado una nueva generación de agujas, que combina a la perfección una aleación especial de acero inoxidable serie 300 plus con un diseño geométrico óptimo y un recubrimiento tecnológicamente innovador, logrando así una aguja armónica ideal.

- **Aleación**

En el desarrollo tecnológico que se ha utilizado en esta nueva línea de agujas quirúrgicas de precisión, se consideró seleccionar una aleación de acero basada en un criterio estricto. Esto permite asegurar que el producto final sea de calidad superior y diseñado específicamente para ser utilizado en las cirugías más complejas de alta especialidad.

- **Geometría**

El diseño geométrico excepcional, tanto del cuerpo como de la punta de la aguja, otorga una manipulación y un control superior, así como una excelente penetración a través de los tejidos.


- **Recubrimiento**

Su recubrimiento térmico especial permite un paso más suave a través de los tejidos, facilitando la penetración y reduciendo el esfuerzo y el arrastre, conservando así el filo de la aguja durante un periodo mayor de tiempo.




Cirugía **Dental y Maxilofacial**

Nuestras Agujas




CURVATURA


1/4 de círculo




3/8 de círculo



1/2 de círculo




5/8 de círculo



Cirugía **Dental y Maxilofacial**

Geometría de Agujas

Aguja Cilíndrica




· Aguja Cilíndrica, cuerpo redondo aplanado para un mayor control del Porta-Agujas.

· No tiene filos cortantes, asegura un mínimo trauma en el tejido y está diseñada para permitir una fácil penetración en los tejidos blandos.

Uso recomendado: Tejidos blandos.

Aguja Supra-Sharp




· Aguja triangular con ejes cortantes en la parte externa del cuerpo de la aguja.

· Aguja con vértices más finos para facilitar la penetración en el tejido.

Uso recomendado: Cierre cuticular y cierre subdérmico.

Especialidad quirúrgica: Cirugía dental y maxilofacial.


Aguja Triangular



· Aguja triangular con ejes cortantes en la parte externa del cuerpo de la aguja.

Uso recomendado: Cierre cuticular y cierre subdérmico.

Aguja Trocar




· Aguja cilíndrica con punta en forma de diamante.

· Aguja con ejes cortantes en la parte externa de la punta que asegura una fácil penetración del tejido a la vez que el cuerpo redondo de la aguja permite un mínimo trauma.

Uso recomendado: Tejidos estratificados y de difícil penetración.

Aguja **Atraglide**®

Desarrollada para las cirugías de alta especialidad



AtraGlide® es el último desarrollo de Atramat®, combina un diseño óptimo y una tecnología de revestimiento innovadora para crear un rendimiento excepcional. Fabricada con una aleación mejorada de acero inoxidable quirúrgico Austenit 300plus, ha surgido una generación de agujas completamente nueva y pionera.

AtraGlide® consta de una punta en forma de diamante modificada y extremadamente delgada, con cuatro bordes cortantes microafilados que permiten una penetración fácil y suave en el tejido. Los bordes de corte ultra suaves forman una superficie de primera calidad, se expanden hacia afuera desde la punta de la aguja maximizando así la capacidad de penetración en el tejido. A medida que continúa el proceso, los bordes cortantes se dirigen nuevamente hacia adentro y desaparecen al final de la aguja. La geometría de la aguja resultante y el recubrimiento térmico especial reducen eficazmente el trauma tisular y perfeccionan el control quirúrgico en el guiado de la aguja. La reducida diferencia de diámetro en la transición hilo-aguja completa el diseño en perfecta armonía.

Cirugía Dental y Maxilofacial

Suturas Absorbibles

Registro Sanitario No. 0895C2005 SSA

PGC25 Atramat®



Absorbible



Monofilamento

Resistencia fuerza tensil - Hebra Violeta




Absorción total - Hebra Violeta - 110 días



Resistencia fuerza tensil - Hebra Incolora



Absorción total - Hebra Incolora - 90 días



Composición: copolímero de glicolida y caprolactona [Poli(glicolida-co-Epsilon-caprolactona)]

Características:

- Alta resistencia tensil.
- Absorción por medio de hidrólisis.
- Esterilización: Óxido de Etileno.
- Caducidad 5 años.

Indicaciones: PGC25 Atramat® está indicado en cirugías para el cierre de planos quirúrgicos que precisen de un material de sutura con un periodo de resistencia útil de 14-18 días aproximadamente.

Registro Sanitario No. 0896C2005 SSA

PGLA90 Atramat®



Absorbible



Multifilamento

Resistencia fuerza tensil - Hebra Violeta



Absorción total - 60-80 días



Composición: copolímero de ácido glicólico y [Poli(glicolida-co-L-lactida)] y hebra recubierta con estearato de calcio

Características:

- Alta resistencia a tensil.
- Absorción por medio de hidrólisis.
- Esterilización: Óxido de Etileno.
- Caducidad 5 años.

Indicaciones: PGLA90 Atramat® está indicado en cirugías para el cierre de planos quirúrgicos que precisen de un material de sutura con un periodo de resistencia útil de 28 días aproximadamente.

Registro Sanitario No. 2024C2009 SSA

PGLA90 Rapid Atramat®



Absorbible




Multifilamento



Absorción Rápida

Resistencia fuerza tensil - Hebra Incolora



Absorción total - 42 días



Composición: copolímero de ácido y L-lactida [Poli(glicolida-co-L-lactida)] y hebra recubierta con estearato de calcio

Características:

- Alta resistencia tensil.
- Absorción por medio de hidrólisis.
- Esterilización: Radiación Gamma.
- Caducidad 5 años.

Indicaciones: PGLA90 Rapid Atramat® está indicado en cirugías para el cierre de planos quirúrgicos que precisen de un material de sutura con un periodo de resistencia útil de 8-10 días aproximadamente.

Cirugía **Dental y Maxilofacial**

Suturas No Absorbibles

Registro Sanitario No. 38849 SSA

Nylon Atramat®



No Absorbible



Monofilamento

Composición: Monofilamento de origen sintético obtenido de la extrusión de pellets de poliamida (6.0 y 6.6).

Características:

- Reacción tisular mínima.
- Se encapsula en el tejido con el paso del tiempo.
- La masa de la hebra se va perdiendo un 10% cada año.
- Con el paso del tiempo pierde resistencia tensil.
- Esterilización: Óxido de Etileno.
- Caducidad 5 años.
- Hebra negra.

Registro Sanitario No. 0576C66 SSA

Polipropileno Atramat®



No Absorbible



Monofilamento

Composición: Monofilamento de origen sintético de polímero termoplástico obtenido de la polimeración del propileno.

Características:

- Reacción tisular mínima.
- Excelente histocompatibilidad y materia prima de primera calidad.
- Esterilización: Óxido de Etileno.
- Caducidad 5 años.
- Hebra azul.

Registro Sanitario No. 35690 SSA

Seda Atramat®



No Absorbible



Multifilamento

Composición: Multifilamento natural elaborado a base una proteína orgánica fibroína, que se obtiene a partir del gusano de seda Bombyx Mori de la familia Bombycidae. Hebra recubierta de silicona.




Características:

- Reacción tisular mínima.
- Materia prima de primera calidad.
- Esterilización: Óxido de Etileno.
- Caducidad 5 años.
- Hebra negra.

Referencias Suturas




Aguja Triangular

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
P20 20 mm		70 cm Violeta	P2004		
P22 22 mm		70 cm Violeta		P2203	
P26 26 mm		70 cm Violeta	P2604	P2603	P2602





Aguja Triangular

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
PE13 13 mm		45 cm Violeta	PE1306-45				
PE16 16 mm		45 cm Violeta 70 cm Violeta	PE1606-45	PE1605	PE1604		
PE19 19 mm		45 cm Incolora 70 cm Violeta			PE1904	PE1903-45B PE1903	PE1902

Aguja Cortante AtraGlide®



3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
HPE11 11 mm		45 cm Incolora	HPE1106-45B	HPE1105-45B		
HPE13 13 mm		45 cm Incolora	HPE1306-45B	HPE1305-45B		
HPE16 16 mm		45 cm Incolora 45 cm Violeta		HPE1605-45	HPE1604-45B	HPE1603-45B
HPE19 19 mm		70 cm Incolora			HPE1904-B	HPE1903-B

Referencias Suturas





Aguja Triangular Supra-Sharp

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
P-PE 13 mm		45 cm Incolora	P-PE1306-45B	P-PE1305-45B		
P-PE 16 mm		45 cm Incolora		P-PE1605-45B	P-PE1604-45B	P-PE1603-45B
P-PE 19 mm		45 cm Incolora 70 cm Incolora		P-PE1905-45B	P-PE1904-45B P-PE1904-B	P-PE1903-B


Aguja Cilíndrica

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
SR13 13 mm		70 cm Violeta	SR1306	SR1305			
SR17 17 mm		70 cm Violeta	SR1706	SR1705	SR1704	SR1703	
SR20 20 mm		70 cm Violeta			SR2004	SR2003	
SR26 26 mm		70 cm Violeta			SR2604	SR2603	SR2602

Aguja Cilíndrica Punta Trocar



1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
PW26 26 mm		70 cm Violeta	PW2604	PW2603	PW2602

Referencias Suturas




Aguja Triangular

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
P24 24 mm		75 cm Violeta		P24303-75	P24302-75
P26 26 mm		75 cm Violeta	P26304-75	P26303-75	P26302-75




Aguja Triangular

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
PE13 13 mm		45 cm Incolora 45 cm Violeta		PE13305-45B			
PE16 16 mm		75 cm Violeta	PE13306-45		PE16305-75	PE16304-75	
PE19 19 mm		45 cm Incolora 75 cm Violeta				PE19303-45B PE19303-75	PE19302-75
					PE19304-75		

Aguja Cortante AtraGlide®




3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
HPE13 13 mm		45 cm Incolora	HPE13306-45B	HPE13305-45B		
HPE16 16 mm		45 cm Incolora		HPE16305-45B	HPE16304-45B	HPE16303-45B
HPE19 19 mm		45 cm Incolora			HPE19304-45B	HPE19303-45B

Referencias Suturas





Aguja Triangular Supra-Sharp

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
P-PE13 13 mm		45 cm Incolora	P-PE13306-45B	P-PE13305-45B		
P-PE16 16 mm		45 cm Incolora		P-PE16305-45B	P-PE16304-45B	P-PE16303-45B
P-PE19 19 mm		45 cm Incolora			P-PE19304-45B	P-PE19303-45B



Aguja Cilíndrica

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
SR13 13 mm		75 cm Violeta	SR13306-75	SR13305-75			
SR17 17 mm		75 cm Violeta		SR17305-75	SR17304-75	SR17303-75	
SR20 20 mm		75 cm Violeta			SR20304-75	SR20303-75	
SR26 26 mm		75 cm Violeta				SR26303-75	SR26302-75

Aguja Cilíndrica Punta Trocar

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
Y16 16 mm		75 cm Violeta	Y16304-75		
PW26 26 mm		75 cm Violeta		PW26303-75	PW26302-75

Referencias Suturas

Aguja Triangular

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 3-0	USP 2-0
P26 26 mm		75 cm Incolora	P26293-75B	P26292-75B




Aguja Triangular

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
PE13 13 mm		45 cm Incolora	PE13295-45B		
PE19 19 mm		75 cm Incolora		PE19294-75B	PE19293-75B

Aguja Cortante AtraGlide®




3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
HPE11 11 mm		45 cm Incolora	HPE11296-45B			
HPE13 13 mm		45 cm Incolora		HPE13295-45B		
HPE19 19 mm		45 cm Incolora			HPE19294-45B	HPE19293-45B

Referencias Suturas


Aguja Triangular Supra-Sharp

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
P-PE11 11 mm		45 cm Incolora	P-PE11296-45B			
P-PE13 13 mm		45 cm Incolora		P-PE13295-45B		
P-PE19 19 mm		75 cm Incolora			P-PE19294-75B	P-PE19293-75B

Aguja Cilíndrica

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
SR17 17 mm		75 cm Incolora	SR17295-75B	SR17294-75B	SR17293-75B	
SR20 20 mm		75 cm Incolora		SR20294-75B	SR20293-75B	
SR26 26 mm		75 cm Incolora			SR26293-75B	SR26292-75B

Referencias Suturas




Aguja Triangular

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 3-0	USP 2-0
P26 26 mm		75 cm Negra	P2643-75N	P2642-75N





Aguja Triangular

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
PE13 13 mm		45 cm Negra	PE1346-N	PE1345-N			
PE16 16 mm		75 cm Negra	PE1646-75N	PE1645-75N	PE1644-75N	PE1643-75N	
PE19 19 mm		75 cm Negra			PE1944-75N	PE1943-75N	PE1942-75N

Aguja Cortante AtraGlide®





3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
HPE11 11 mm		45 cm Negra	HPE1146-N			
HPE13 13 mm		45 cm Negra		HPE1345-N		
HPE16 16 mm		45 cm Negra		HPE1645-N		
HPE19 19 mm		45 cm Negra			HPE1944-N	HPE1943-N

Referencias Suturas

Aguja Triangular Supra-Sharp

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
P-PE11 11 mm		45 cm Negra	P-PE1146-N			
P-PE13 13 mm		45 cm Negra		P-PE1345-N		
P-PE16 16 mm		45 cm Negra		P-PE1645-N		
P-PE19 19 mm		45 cm Negra			P-PE1944-N	P-PE1943-N

Aguja Cilíndrica

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 3-0	USP 2-0
SR 26 26 mm		75 cm Negra	SR2643-75N	SR2642-75N

Referencias Suturas




Aguja Triangular

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 3-0	USP 2-0
P26 26 mm		75 cm Azul	P2663-75	P2662-75



Aguja Triangular

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
PE13 13 mm		45 cm Azul	PE1366	PE1365		
PE16 16 mm		75 cm Azul			PE1664-75	
PE19 19 mm		75 cm Azul			PE1964-75	PE1963 -75

Aguja Triangular Supra-Sharp

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 5-0	USP 4-0
P-PE16 16 mm		45 cm Azul	P-PE1665	
P-PE19 19 mm		45 cm Azul		P-PE1964

Referencias Suturas

Aguja Cilíndrica

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
SR 26 26 mm		75 cm Azul	SR2664-75	SR2663-75	SR2662-75

Aguja Cilíndrica Punta Trocar

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 3-0	USP 2-0
Y25 25 mm		90 cm Azul	Y2563-90	Y2562-90

Referencias Suturas

Aguja Triangular

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
P16 16 mm		75 cm Negra	P1636	P1635	P1634	P1633	
P19 19 mm		75 cm Negra	P1936	P1935	P1934	P1933	P1932
P22 22 mm		75 cm Negra		P2235	P2234	P2233	P2232
P26 26 mm		75 cm Negra			P2634	P2633	P2632

Aguja Triangular


3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
PE13 13 mm		45 cm Negra	PE1336	PE1335			
PE16 16 mm		75 cm Negra	PE1636	PE1635	PE1634	PE1633	
PE19 19 mm		75 cm Negra		PE1935	PE1934	PE1933	PE1932
PE24 24 mm		75 cm Negra				PE2433	PE2432

Aguja Cilíndrica

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
SR17 17 mm		75 cm Negra	SR1735	SR1734		
SR20 20 mm		75 cm Negra	SR2035	SR2034	SR2033	SR2032
SR20 20 mm		75 cm Negra		SR2234	SR2233	SR2232
SR26 26 mm		75 cm Negra		SR2634	SR2633	SR2632



Atramat® Plus

Prevención de la infección quirúrgica y postquirúrgica

- **Atramat® Plus** es una sutura reabsorbible recubierta con diacetato de clorhexidina, composición que inhibe el crecimiento de bacterias gram-positivas y gram-negativas y actúa como fungicida contra levaduras.
- Nuestras suturas antibacteriales han demostrado in vitro y en modelo experimental su eficacia para prevenir la colonización bacteriana en la propia sutura. Su recubrimiento con clorhexidina genera una inhibición a su alrededor para disminuir el riesgo de infecciones, consiguiendo así eliminar la probabilidad de infección en la incisión y previniendo una posible infección postquirúrgica.
- Atramat Plus tiene efecto testado contra:
 1. Staphylococcus aureus
 2. Staphylococcus epidermidis
 3. Escherichia coli

El recubrimiento antibacterial de diacetato de clorhexidina incrementa el efecto del cierre de la herida, proporcionando más seguridad para el paciente.

Nuestras suturas antibacteriales mantienen todas las características y ventajas que se esperan de cualquier sutura Atramat®.

PGLA90 Plus Atramat®



Absorbible



Multifilamento



Antibacterial

Resistencia fuerza tensil - Hebra Violeta



Absorción total - 56-70 días



Composición: copolímero de ácido glicólico y [Poli(glicolida-co-L-lactida)] y hebra recubierta con estearato de calcio y Diacetato de Clorhexidina.

Características:



- Alta resistencia a tensil.
- Absorción por medio de hidrólisis.
- Esterilización: Óxido de Etileno.
- Caducidad 5 años.

Indicaciones: PGLA90 Atramat® está indicado en cirugías para el cierre de planos quirúrgicos que precisen de un material de sutura con un periodo de resistencia útil de 28 días aproximadamente.

Atramat® Plus Antibacterial




Aguja Triangular

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
P24 24 mm		75 cm Violeta		P24283-75	P24282-75
P26 26 mm		75 cm Violeta	P26284-75	P26283-75	P26282-75




Aguja Triangular

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
PE13 13 mm		45 cm Incolora 45 cm Violeta	PE13286-45	PE13285-45B			
PE16 16 mm		75 cm Violeta		PE16285-75	PE16284-75		
PE19 19 mm		45 cm Incolora 75 cm Violeta			PE19284-75	PE19283-45B PE19283-75	PE19282-75

Aguja Cortante AtraGlide®




3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
HPE13 13 mm		45 cm Incolora	HPE13286-45B	HPE13285-45B		
HPE16 16 mm		45 cm Incolora		HPE16285-45B	HPE16284-45B	HPE16303-45B
HPE19 19 mm		45 cm Incolora			HPE19284-45B	HPE19283-45B

Atramat® Plus Antibacterial





Aguja Triangular Supra-Sharp

3/8 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0
P-PE13 13 mm		45 cm Incolora	P-PE13286-45B	P-PE13285-45B		
P-PE16 16 mm		45 cm Incolora		P-PE16285-45B	P-PE16284-45B	P-PE16283-45B
P-PE19 19 mm		45 cm Incolora			P-PE19284-45B	P-PE19283-45B



Aguja Cilíndrica

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 6-0	USP 5-0	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
SR13 13 mm		75 cm Violeta	SR13286-75	SR13285-75			
SR17 17 mm		75 cm Violeta		SR17285-75	SR17284-75	SR17283-75	
SR20 20 mm		75 cm Violeta			SR20284-75	SR20283-75	
SR26 26 mm		75 cm Violeta				SR26283-75	SR26282-75


Aguja Cilíndrica Punta Trocar

1/2 de círculo

Medida Aguja	Aguja Escala 1/1	Hebra	USP 4-0	USP 3-0	USP 2-0
Y16 16 mm		75 cm Violeta	Y16284-75		
PW26 26 mm		75 cm Violeta		PW26283-75	PW26282-75

Cirugía Dental y Maxilofacial

Hemostáticos



Cera para huesos



La Cera de Huesos Atramat® es una mezcla de cera de abeja obtenida del panal de abeja Apis mellifera Linné y palmatito de isopropilo, el cual es un disolvente con buena emulsionabilidad. Es de apariencia opaca y presenta un olor y color característico.

- ✓ Se utiliza para controlar el sangrado de las superficies óseas.
- ✓ Actúa mediante taponamiento físico de los canales óseos.
- ✓ Con la técnica quirúrgica adecuada es suave y fácil de aplicar. Se ablanda mediante el uso de técnica aséptica hasta lograr la consistencia deseada.

Referencia	Formato
CH-2.5M	12 uds.

Curaspon®



- Hemostático fabricado en gelatina farmacéutica altamente purificada, pH neutro.
- Absorbe hasta 50 veces su peso y se fija con facilidad
- Absorción rápida y completa
- No produce reacciones alérgicas
- Puede ser aplicado en seco o mezclado con solución salina
- Se puede cortar
- Antiadherente al instrumental quirúrgico
- Presentación en doble envase estéril

Realiza la hemostasia en 1-2 minutos

Licúa totalmente en 2 a 5 días en contacto con la mucosa

Se absorbe completamente en 3-4 semanas

Referencia	Descripción	Dimensiones	Formato
CS-010	Estándar	8 x 5 x 1 cm	20 uds.
CS-310	Cubo	1 x 1 x 1 cm	50 uds.
CS-330	Dental-60	1 x 1 x 1 cm	60 uds.



Atramat Europa SA

Rambla dels Països Catalans, nº 12, L1-6E

08800 - Vilanova i la Geltrú

Barcelona

938 576 677

pedidos.europa@atramat.com